

Baffin TRIO 4W



Cena

11 500,00 zł

Opis produktu

Baffin TRIO 4W to urządzenie multifunkcyjne przeznaczone do pionizacji pacjenta oraz pozycjonowania go w pozycji siedzącej.

Dostępny w dwóch rozmiarach: I lub II.

Urządzenie zbudowane jest z siedziska, oparcia pleców, pelot bocznych, podnóżka z platformami stóp, zagłówka, nakolannika, pasów biodrowych, kamizelki, stolika oraz podstawy stanowiącą podporę urządzenia. Całość pokryta jest tapicerką, którą można zdejmować do prania.

Dzięki innowacyjnym systemom wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz korekcji miednicy to znakomite narzędzie dla fizjoterapeutów ułatwiające pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej oraz wyprostowanej.

Przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z nami sklep@rehaig.pl w celu doboru odpowiedniego rozmiaru swojego nowego Baffin TRIO 4W oraz wyceny ewentualnego wyposażenia dodatkowego

Poznaj Baffin TRIO 4W

Cechy Baffin TRIO 4W

Baffin TRIO, dzięki innowacyjnemu systemowi wbudowanego „kręgosłupa”, umożliwia podparcie kręgosłupa na całej długości linii pleców, co pozwala zmniejszyć nacisk na pojedyncze kręgi, a wielopozycyjność umożliwia zmianę wektora napięcia osiowego. Baffin TRIO pozwala na budowanie prawidłowego wzorca postawy w siadzie. Pacjent zaopatrzony w urządzenie może brać udział w zajęciach edukacyjnych, terapii zajęciowej oraz zabawie. Sprzyja aktywizacji pacjenta oraz budowaniu funkcji poznawczych.

Baffin TRIO to przyjazne i funkcjonalne urządzenie zarówno dla pacjenta jak oraz opiekuna. Posiada:

- bardzo duży zakres regulacji – w jednym urządzeniu może przebywać dziecko o wzroście 135 cm i osoba dorosła do 170 cm;
- duże możliwości biernej korekcji postawy w pozycji siedzącej, stojącej i leżącej;
- możliwość ustawienia pozycji pośrednich w celu uzyskania jak największego komfortu dla pacjenta;
- możliwość pionizacji z każdej pozycji - siedzącej,



- leżącej i pozycji pośrednich;
- funkcję transportową - jedno z niewielu urządzeń, w którym możemy przemieszczać się z pacjentem w pozycji stojącej;
- duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów użytkownika;
- możliwość przyjmowania nie tylko pozycji stojącej, ale także siedzącej i leżącej z zachowaniem stabilizacji;
- system wyjmowanych podpaszek, pelot biodrowych i podłokietników ułatwiający przeniesienie pacjenta na urządzenie;
- system wygodnych i regulowanych podłokietników;
- intuicyjne i przyjazne sterowanie za pomocą pilota.

Dla kogo Baffin TRIO 4W?

Baffin TRIO znajduje najczęściej zastosowanie w następujących jednostkach chorobowych: mózgowe porażenie dziecięce, dystrofie mięśniowe, porażenia różnego pochodzenia, rozczep kręgosłupa, przepukliny oponowo-rdzeniowe, stany po urazach kręgosłupa, stany po urazach czaszkowo-mózgowych, stany po udarach, wady postawy, a w szczególności skolioza kręgosłupa, gdy inne zaopatrzenie nie znajduje zastosowania.

Wskazania:

- poprawa czynności układu sercowo-naczyniowego;
- zapobieganie i leczenie zastojów żylnych;
- poprawa wentylacji płuc i zapobieganie zapalenia płuc;
- zapobieganie zatorom tętnicy płucnej;
- zapobieganie i leczenie osteoporozy;
- zapobieganie i leczenie zastojów w układzie moczowym;
- poprawa perystaltyki jelit;
- pomoc w reedukacji pęcherza neurogennego;
- poprawa stanu psychicznego;
- zapobieganie zanikom mięśni;
- zapobieganie i leczenie przykurczów, poprawa ruchomości stawów;
- leczenie i spowalnianie postępu skoliozy u dzieci i młodzieży z utraconą funkcją chodu;
- budowanie prawidłowego wzorca siadu.

Przeciwwskazania do korzystania z Baffina TRIO pokrywają się

z przeciwwskazaniami do pionizacji. Zalicza się do nich:

- atypowa niepożądana reakcja na pionizację,
- stany zapalne stawów różnego pochodzenia,
- stany pourazowe po złamaniach kości długich z niepełnym zrostem,
- stany po zwichnięciu i innych urazach stawów,
- zwiększona temperatura ciała.

Baffin TRIO jest wykonywany na zlecenie lekarza rehabilitacji.

Urządzenie Baffin TRIO, dzięki swojej konstrukcji, nie wyklucza z pionizacji pacjentów z przykurczami utrwalanymi stawu biodrowego i kolanowego. Jednak takie przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie.



Akcesoria do Baffin TRIO 4W



System pelot, kamizelka i pasy stabilizujące

Umożliwiają korekcję wad postawy - prawidłowe ustawienie kręgosłupa i miednicy użytkownika.

Stolik

Duża przestrzeń robocza blatu zapewnia dużą wygodę przy jedzeniu posiłków oraz zabawach.

Zagłówek

Dopasowujący się do kształtu i pozycji głowy. Doskonała stabilizacja najważniejszej części ciała małego pacjenta.

Dynamiczny zagłówek

HEADPOD Dynamiczny System Podtrzymujący Głowę dla osób z obniżonym napięciem mięśniowym szyi i tułowia.

Wyposażenie Baffin TRIO 4W

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Peloty piersiowe	(płatne)
Peloty biodrowe	Stolik
Pasy odwodzące uda	Stolik RS
Nakolanniki	Zagłówek
Podłokietniki	Akumulator
Paski do stóp (komplet 4 szt.)	Zapiętki krótkie (komplet 2 szt.)
"Kregoslup Baffin" w rozmiarze	Zapiętki długie (komplet 2 szt.)
XL lub XXL	Dodatkowe wypełnienie pelot
Kamizelkę w wybranym	piersiowych
rozmiarze: L, XL lub XXL	Dodatkowe wypełnienie pelot
Pasy stabilizujące miednicę w	biodrowych
wybranym rozmiarze: L, XL lub	Tapicerka kompletna
XXL	
Platformy stóp w wybranym	Półka na respirator
rozmiarze: L, XL lub XXL	
Regulację wysokości platform w	Headpod
wybranym rozmiarze: L, XL lub	
XXL	
Blokadę ławeczki	Zagłówek niestandardowy (lewo /
	prawo - stronny)
Załokietniki	

Przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z nami sklep@rehaig.pl w celu doboru odpowiedniego rozmiaru swojego nowego Baffin TRIO 4W oraz wyceny ewentualnego wyposażenia dodatkowego

Producent: LIW Care Technology Sp. z o. o.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar Baffin TRIO: I , II

Kolor: Czerwony , Fioletowy , Koral , Lazur , Niebieski , Szary